

A woman with brown hair is lying on her back in a bed, wearing a dark blue top and a dark blue blanket. She is wearing a white and grey striped, ribbed compression sleeve on her right arm. The background is a white pillow and a dark blue blanket.

**HADDENHAM**

*Comfiwave*<sup>®</sup>

Kompressionsbandage  
til nat og hvile

## Hvad er *Comfiwave*<sup>®</sup>?

Comfiwave er en patenteret kompressionsbandage, der er designet til at supplere det kompressionsprodukt, en patient bruger i dagtimerne.

Comfiwave giver et kompressionstryk på **15-21 mmHg**.

Nem på- og aftagning gør Comfiwave til en brugbar løsning, da den giver kompression om natten og er behagelig til afslapning om dagen.



### Knælang

Side 10 ▶



### Lyskelang

Side 12 ▶



### Tåkappe

Side 14 ▶



### Armstrømpe

Side 16 ▶



### Armstrømpe med hånddel

Side 18 ▶



### Handske

Side 20 ▶



### Lang handske med fingre

Side 22 ▶



### Arm/handske med fingre

Side 24 ▶



### Mavebånd

Side 26 ▶



### Brystbånd

Side 28 ▶



### Halsbandage

Side 30 ▶



## Til brug om natten

Kronisk ødem går jo ikke i sig selv i løbet af natten og kompressionsbandager lavet til dagsbrug er ikke optimale at sove med. Fortsæt på behageligste vis kompressionbehandlingen om natten med Comfiwaves bløde og åndbare stof, der giver skånsom kompression, mens du sover.



## Til når som helst

Comfiwave-bandager er produceret med patenteret højelastisk garn, hvilket gør dem nemme at tage af og på. -altså perfekt til afslapning i løbet af dagen.

Stoffets åndbarhed betyder, at Comfiwave er egnet til brug året rundt, da den er køligere at have på end traditionelle kompressionsprodukter.

# Ud-i-et-strikketeknologi

Nemt farvekoordineret størrelsesskema

f. eks.  = Large, LANG

Comfiwave's unikke strikning i bæk og bølge masserer ødemet og efterlader det med afmærkninger, hvilket blødgør vævet.

Comfiwave til underekstremiteterne er produceret med en høj grad af stabilitet i ankelområdet. Den er tilpasset ankels anatomi for at hindre, at den generer henover anklen.

Det laterale og mediale tåområde er strikket, så det kan strækkes mere, hvilket kan forhindre tryksår.



# Comfiwave® fakta



## Nem at tage af og på

Patenteret strik med høj elasticitet gør det nemt at tage Comfiwave på og af.



## Fremstillet af blød, ufarvet bomuld

Bomuld mod huden og et sømløst design sikrer maksimal komfort.



## Åndbart materiale

Comfiwaves bølgemønster sikrer høj luftgennemstrømning, som virker kølende og giver stræk.

# Comfiwave® funktioner



Giver effektiv kompression om natten

Supplerer den kompressionsbehandling, patienten får i dagtimerne



Kan anvendes til palliativ behandling



Kan anvendes under easywrap eller bandage



**Jeg er vild med denne bandage. Jeg har haft den på om natten i den sidste uge og det har gjort en enorm forskel!**

- Patient med lymfødem

**Virkelig behagelig at have på om natten.** I modsætning til andre produkter gør den ikke mit ben varmt ved høje temperaturer. Nem at tage af og på. Fremragende produkt

- Patient med lymfødem



“ Brugere fortæller, at Comfiwave er behagelig og nem at bruge, hvilket i sig selv vil forbedrer compliance og selvkontrol af ødemet. ”

“ ...denne type produkt kan bruges alene eller som supplement til andre kompressionsprodukter og døgnet rundt om nødvendigt. ”

Download  
kliniske casestudies  
og artikel  
[www.comfiwave.info](http://www.comfiwave.info)

British Journal of  
Community Nursing

PRODUCT FOCUS

Circumference (cm)	A	C	D	F	G	Limb volume A	Unaffected	% difference
Baseline	17.5	17.5	25	29	31.5	2329	1954	+19%
After 2 weeks	17	15.8	24	27.5	31	2139	1953	-8%



through her teenage years with bilateral lower leg oedema and recurrent episodes of cellulitis.

On initial assessment, there was evidence of bilateral lymphoedema below the knee, with both feet showing positive Stemmer's sign, mild hyperkeratosis and post-cellulitis skin discoloration on the left gaiter area. The left leg was 30% bigger than the right, with an ankle circumference of 51 cm and calf of 66 cm. There were distinct skin folds distorting the shape around her left ankle, as well as foot oedema, which was restricting footwear (Figure 4). The limb size also restricted clothing, and the patient was only able to wear very loose trousers or long skirts.

Initial advice of skin care, exercise, elevation and weight management were discussed, and 2 weeks of daily treatment were booked. Miss H was signed off work by her GP to enable her to attend the sessions. Daily treatment commenced in October 2018 and involved alternating days of MLD or intermittent compression using Haidenhalm



Figure 5. Miss H wearing Comfiwave on the left leg

Comfiwave under Easywrap for 2 weeks to compare fit with the previous Mobilider/Easywrap combination (Figure 5).

The feedback after 2 weeks was that it was a much more comfortable garment combination than the



Figure 6. Miss H's legs after using Comfiwave for 2 weeks

PRODUCT FOCUS

within  
wave  
clients'  
to the  
y were  
improve  
sent of  
that this  
sent or as  
24 hours  
efficacy in  
decreasing  
edema and  
lent, family


ent: a prospective  
5-541. <https://doi.org/10.1016/j.bjcn.2017.08.001>

staker J. Examination  
an tissue oxygenation  
429-435. <https://doi.org/10.1016/j.bjcn.2017.08.001>



## Comfiwave® Knælang

	KORT		NORMAL		LANG
<b>S</b>	CW1-AD2S	■	CW1-AD2R	■	CW1-AD2L
<b>M</b>	CW1-AD3S	■	CW1-AD3R	■	CW1-AD3L
<b>L</b>	CW1-AD4S	■	CW1-AD4R	■	CW1-AD4L
<b>XL</b>	CW1-AD5S	■	CW1-AD5R	■	CW1-AD5L



Omkreds cm

S

M

L

XL

**c** BREDESTE  
PUNKT PÅ LÆG

25 - 32

30 - 38

36 - 46

44 - 56

**b** ANKEL

17 - 22

20 - 26

22 - 30

27 - 35

Længder cm

KORT

NORMAL

LANG

**A-d** KNÆSTRØMPE

32 - 37

37 - 42

42 - 48



**b**  
Ankel



**c**  
Bredeste punkt  
på læg




**A-d**  
Gulv til 2 fingerbredder  
under knæhasen



## Comfiwave® Lyskelang

	KORT		NORMAL		LANG
<b>S</b>	CW1-AG2S	■	CW1-AG2R	■	CW1-AG2L
<b>M</b>	CW1-AG3S	■	CW1-AG3R	■	CW1-AG3L
<b>L</b>	CW1-AG4S	■	CW1-AG4R	■	CW1-AG4L
<b>XL</b>	CW1-AG5S	■	CW1-AG5R	■	CW1-AG5L
<b>XXL</b>	CW1-AG6S	■	CW1-AG6R	■	CW1-AG6L



Omkreds cm	S	M	L	XL	XXL
<b>g</b> TOPPEN AF LÅRET	40 - 48	46 - 56	54 - 65	62 - 75	72 - 92
<b>c</b> BREDESTE PUNKT PÅ LÆG	25 - 32	30 - 38	36 - 46	44 - 56	52 - 64
<b>b</b> ANKEL	17 - 22	20 - 26	22 - 30	27 - 35	27 - 35
Længder cm	KORT	NORMAL	LANG		
<b>A-g</b> LYSKESTRØMPE	64 - 70	70 - 77	77 - 84		



**b**  
Ankel



**c**  
Bredeste punkt  
på læg



**g**  
Toppen af låret



**A-g**  
Gulv til toppen  
af låret



## Comfiwave® Tåkappe

NORMAL

M

CW1-ZA3



L

CW1-ZA4





Omkreds cm

M

L

**a** FORFOD

20 - 27

26 - 34



**a**  
Forfod



## Comfiwave® Armstrømpe

KORT

NORMAL

S

CW1-CG2S



CW1-CG2R



M

CW1-CG3S



CW1-CG3R



L


CW1-CG4S



CW1-CG4R







Omkeeds cm

S

M

L

**g** ARMHULE

25 - 30

30 - 40

40 - 50

**d** MIDT PÅ UNDERARMEN

23 - 26

26 - 30

30 - 38

**c** HÅNDELED

13 - 18

18 - 22

22 - 28

Længde cm

KORT

NORMAL

**c-g** ARMSTRØMPE

36 - 42

40 - 46



**c**  
Håndled



**d**  
Midt på  
underarmen



**g**  
Øverst på  
overarmen



**c-g**  
Håndled til  
armhulen



*Comfiwave®*

## Armstrømpe med hånddel

KORT

NORMAL

S

CW1-AH2S

CW1-AH2R

M


CW1-AH3S

CW1-AH3R

L

CW1-AH4S

CW1-AH4R



Omkereds cm

	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
<b>g</b> ARMHULE	25 - 30	30 - 40	40 - 50
<b>d</b> MIDT PÅ UNDERARMEN	23 - 26	26 - 30	30 - 38
<b>c</b> HÅNDLED	13 - 18	18 - 22	22 - 28
<b>a</b> HÅNDFLADEN VED BUNDEN AF FINGRENE	16 - 22	18 - 24	20 - 26

Længde cm

	<b>KORT</b>	<b>NORMAL</b>
<b>c-g</b> ARMSTRØMPE MED HÅNDEL	36 - 42	40 - 46



**a**

Omkereds af hånd ved fingrenes grundled



**c**

Håndled



**d**

Midt på underarmen



**g**

Øverst på overarmen



**c-g**

Håndled til armhule



# Comfiwave® Handske

**NORMAL**

**S**

CW1-ZC2



**M**

CW1-ZC3



**L**

CW1-ZC4





Omkreds cm

S

M

L

**b** **OMKREDS AF HÅND VED FINGRENS GRUNDLED**

17 - 22

20 - 25

23 - 28

**c** **HÅNDLED**

14 - 20

16 - 24

22 - 28



**b**

Omkreds af hånd ved  
fingrenes grundled



**c**

Håndled



*Comfiwave®*

Lang handske med fingre

**NORMAL**

**S**

CW1-ZE2



**M**


CW1-ZE3



**L**

CW1-ZE4





Omkreds cm

S

M

L

**b** OMKREDS AF HÅND VED FINGRENS GRUNDLED

17 - 22

20 - 25

23 - 28

**c** HÅNDLED

14 - 20

16 - 24

22 - 28

**d** MIDT PÅ UNDERARMEN

23 - 28

26 - 32

30 - 38

Længde cm

NORMAL

**c-e** HÅNDLED TIL ALBUE

20 - 24



**b**

Omkreds af hånd ved fingrens grundled



**c**

Håndled



**d**

Midt på underarm



**c-e**

Håndled til albuebøjning



*Comfiwave*<sup>®</sup>

Arm/handske med fingre

KORT

NORMAL

S

CW1-ZH2S

CW1-ZH2R

M

CW1-ZH3S


CW1-ZH3R

L

CW1-ZH4S

CW1-ZH4R





Omkeeds cm

**g** ARMHULE

**d** MIDT PÅ UNDERARM

**c** HÅNDELED

**a** OMKREDS AF HÅND VED FINGRENE'S GRUNDLED

**S**

25 - 30

23 - 26

13 - 18

16 - 22

**M**

30 - 40

26 - 30

18 - 22

18 - 24

**L**

40 - 50

30 - 38

22 - 28

20 - 26

Længde cm

**KORT**

**NORMAL**

**c-g** ARMSTRØMPE MED HÅNDEL

36 - 42

40 - 46



**b**

Omkeeds af hånd ved fingrenes grundled



**c**

Håndled



**d**

Midt på underarm



**c-e**

Håndled til albuebøjning




## Comfiwave® Mavebånd

M	CW1-HT3	■
L	CW1-HT4	■
XL	CW1-HT5	■



## Comfiwave® Lår med hofte

	KORT		NORMAL	
S	CW1-ET2S	■	CW1-ET2R	■
M	CW1-ET3S	■	CW1-ET3R	■
L	CW1-ET4S	■	CW1-ET4R	■
XL	CW1-ET5S	■	CW1-ET5R	■



Omkreds cm

**M**

**L**

**XL**

**t** TALJE

60 - 75

70 - 85


90 - 120

**j** HOFTER

80 - 100

90 - 105

110 - 140



Omkreds cm

**S**

**M**

**L**

**XL**

**g** TOPPEN AF  
LÅRET

40 - 48

46 - 56

54 - 65

62 - 75

**e** KNÆ

27 - 35

33 - 39

41 - 50

48 - 60

**KORT**

**NORMAL**

**e-g** LÅRSTYKKE

20 - 26


25 - 31





## Comfiwave® Brystbånd

S	CW1-TN2	■
M	CW1-TN3	■
L	CW1-TN4	■
XL	CW1-TN5	■



Omkreds cm

S

M

L

XL

OVER BRYST

70 - 88

80 - 102

90 - 116

100 - 130

PÅ BRYST

70 - 92

80 - 108

90 - 126

100 - 144

UNDER BRYST

70 - 80

80 - 92

90 - 104

100 - 116



Over bryst



På bryst



Under bryst



## Comfiwave® Halsbandage

KORT

NORMAL

S


CW1-HN2S

CW1-HN2R

M

CW1-HN3S

CW1-HN3R



**OMKREDS AF HALS OVER  
KRAVEBEN**

**S**

32 - 38

**M**

37 - 43

**KORT**

5-7

**NORMAL**

7-9

**LÆNGDE AF HALS**



Omkreds af hals  
over kraveben



Længde af hals

Dansk distributør:

**Specialbandager.dk A / S**

Bindeledet 10  
2880 Bagsværd  
Danmark

Telefon: 4444 8850

E-mail: [info@specialbandager.dk](mailto:info@specialbandager.dk)

[www.specialbandager.dk](http://www.specialbandager.dk)

*Comfiwave*<sup>®</sup>

Haddenham Healthcare Ltd  
4D Drakes Drive  
LANG Crendon, HP18 9BA  
United Kingdom



[www.comfiwave.info](http://www.comfiwave.info)



01844 208842



[sales@hadhealth.com](mailto:sales@hadhealth.com)